



Keep[®]
young



LINEA EQUIPOS



Keep[®] young

Somos una empresa líder en la industria de la belleza profesional, trabajando durante años en el campo de la cosmética, nos hemos convertido en una realidad establecida en el mundo de la belleza.

KeeP young es una marca que ha nacido gracias al arduo trabajo de un equipo unido de productores y especialistas de laboratorio, un grupo de agentes de venta con experiencia, formuladores y técnicos son capaces de ofrecer innovadora y orientada hacia el futuro.

Estas diferentes experiencias, en sinergia con los demás, para proporcionar a los profesionales productos estéticos de vanguardia que satisfagan la creciente demanda del mercado de la belleza.

KeeP young somete cada producto a controles dermatológicos rigurosos para garantizar la máxima seguridad y la ecacia de las formulaciones, lo que nuestra presencia en los mercados internacionales.

KeeP young está destinado únicamente a profesionales de la estética, ofreciendo productos cosméticos, equipos y servicios innovadores.

NUESTROS EQUIPOS

La línea se compone de una gama de equipos para el cuidado del rostro y la piel, masajes corporales y depilación.

KeeP young metodologías estudiadas que funcionan conjuntamente para drenar, el tonificar, modelar el cuerpo mediante la combinación de comodidad y bienestar.

Los equipos de la línea KeeP young permiten lograr resultados visibles a través de la personalización de los tratamientos para el rostro y el cuerpo, que están diseñados para satisfacer todas las necesidades de los salones de belleza más equipados y beauty farms.

Equipos 100% hechos en ITALIA
con 10 años de garantía*.



*Accesorios excluidos

* Accesorios excluidos.

KeepP^{body}ICE

EL ULTRASONIDO FRÍO




*Excluso accesorios y material de uso (Touch Screen)

PIEZA DE MANO KeepP Body ICE

ULTRASONIDO
CONTINUO / MODULADO

CRIO
hasta -5 C°



El ultrasonido frío es un dispositivo innovador para adelgazar rápido y sin dolor, actúa aprovechando la sinergia de tecnologías eficaces combinadas entre sí: **la crioterapia y el ultrasonido continuo y modulado.**

Este sistema funciona con una pieza de mano enfriado desde el cual también se genera el ultrasonido, lo que permite operar tanto sobre la celulitis en todas sus formas y tanto en las acumulaciones de grasa localizada que se concentran en las regiones específicas del cuerpo.

El tratamiento con el frío sirve para despertar la actividad de tejido adiposo, lo que permite una reducción significativa de este último.

Para estimular y aumentar el consumo de los adipocitos es necesario bajar la temperatura del cuerpo de la zona a tratar de esta manera aumenta el metabolismo basal que implican los músculos y el tejido adiposo.

El trabajo del ultrasonido también acelera el proceso de reducción del efecto de "piel de naranja" de la odiada celulitis, tonificando inmediatamente la piel.

LOS TIPOS DE IMPERFECCIONES PUEDEN SER 3



GRASA

(generalmente abdomen y caderas)



CELULITIS

(solitamente glutei e interno cosce – femminile)



MIXTA

Las tres imperfecciones deben ser tratadas de la siguiente manera:


1. El frío constante hasta -5°C ;
2. La pieza de mano se debe cambiar a la zona cada diez minutos (en el área de medios como una cadera o glúteos);
3. El ultrasonido varía de continua a modulada dependiendo del programa elegido.
4. El tratamiento recomendado de 10 sesiones en 30 días.

El frío despierta la actividad de agente de tejido adiposo para quemar las grasas en consecuencia, reduce la extensión de la otra mitad del tejido adiposo, el blanco, especializada en la acumulación de calorías.


RESULTADOS

- Permite una reducción significativa del tejido adiposo en un corto tiempo;
- Reducción en cm de las zonas tratadas;
- Mejora la apariencia de la piel de las zonas tratadas;
- Reducción de peso.


LOS EFECTOS DEL ULTRASONIDO CONTINUO




Grasa localizada y degenerada (Tejido adiposo esclerótico)



- Efecto térmico- del Ultrasonido
- Efecto de cavitación



Los triglicéridos, grasa encerrados en las células grasas se liberan y eliminan del cuerpo fisiológicamente





NO adquieras extraños hábitos

Es tiempo de descubrir



Light Jewel

IPL QUE RIGENERA TU PIEL

Keep young después de años de estudio e investigación, ha diseñado el propio dispositivo de tratamiento de IPL para tratamientos de foto-rejuvenecimiento*, acné*, depilación para todo tipo de piel, incluso la piel bronceada, en cumplimiento de las normativas.

Permite a la estetista de realizar un tratamiento continuo sin calentar excesivamente el área tratada dando alivio y confort al cliente.

El principio en que se basa se llama fototermólisis selectiva, que es la capacidad para atacar y destruir solamente el pelo sin dañar el tejido circundante, ya que su objetivo es el bulbo del cabello. Resultados visibles desde el primer tratamiento, sin efectos secundarios y sin dolor.

LIGHT JEWEL actúa sobre los pelos reconociendo el pigmento de melanina como objetivo, evitando que rebroten, de manera progresiva, se convierte en PERMANENTE sólo después de una serie de sesiones paralelas a la fase natural de la vida del cabello (fase anágena, fase catágena, fase telógena).



- 1 - El pelo debe ser corto.
- 2 - la pieza de mano se coloca en el área de tratamiento.
- 3 - El flash de luz se emite distribuyéndose en el tejido.
- 4 - La energía es absorbida por la melanina en el cabello y es suficiente para reducir la velocidad para bloquear el rebrote de la misma.

* El tratamiento en Italia sólo lo puede efectuar el personal médico.

DEPILACIÓN PROGRESIVAMENTE PERMANENTE

La depilación mediante IPL es una técnica que ha revolucionado los métodos tradicionales de depilación. Es una técnica no invasiva que ofrece resultados reales e inmediatos para el problema estético del vello no deseado. La luz pulsada actúa sobre los pelos que reconocen el pigmento de melanina como un objetivo.

- La luz es fuertemente absorbida por la melanina del pelo;
- El cilindro se calienta;
- Para la transferencia de calor se produce la coagulación de las estructuras reproductivas del folículo;
- El pelo y los folículos se dañan y el ciclo de crecimiento se interrumpe.

FOTOREJUVENECIMIENTO*

El IPL (luz pulsada alta intensidad) utiliza la energía luminosa a alta intensidad para eliminar del rostro, cuello, manos y escote los signos evidentes del envejecimiento, de la pigmentación benigna de cualquier tipo a las pequeñas arrugas. El fotorejuvenecimiento con IPL a alta intensidad es particularmente eficaz contra:

- Manchas seniles
- Poros agrandados
- Lentigo solar
- Rosácea
- Manchas rojas en el escote
- El acné y las marcas producidas por el acné

El rejuvenecimiento es un tratamiento no invasivo, no traumático e innovador. Gracias a filtros especiales energía térmica penetra en las capas de la piel mediante la estimulación de la producción de fibras elásticas, la formación de colágeno y la elastina por los fibroblastos. La piel será más clara, suave y elástica, con arrugas menos visibles, dando un efecto lifting inmediato. Los primeros resultados son visibles ya después de 4 o 5 tratamientos y continúan mejorando en los siguientes meses.

TRATAMIENTO DEL ACNE CON IPL*

La luz pulsada también se aplica para tratar el acné activo estético, no quística (esto se refiere a los dermatólogos porque se asocia generalmente con el tratamiento antibiótico), con excelentes resultados.

Creando una Hiperemia a la profundidad deseada acelera el metabolismo acneico, por lo tanto, hay una muy rápida regeneración de sebo, la piel expulsa todo lo que necesita expulsar, en las primeras sesiones, por lo tanto se tendrá una fuerte irritación, sin embargo, el fuerte calor superficial causará que los poros se suavicen y cicatricen.



Equipos
2^{EN}1

Keep[®]
shape

+

SONIK[®]
STIMOLATORE ULTRASONICO

SKS

STIMOLATORE ULTRASONICO E VACUUM SYSTEM

ESTIMULADOR ULTRASONICO Y VACUUM SYSTEM

Por cavitación se entiende un efecto producido por un aparato que utiliza ultrasonidos de baja frecuencia; este efecto no se debe confundir con el viejo 1 Mhz ultrasónico (médico) o 3Mhz (estética) todavía en el mercado.


La cavitación es una corriente de microburbujas en la forma de "cono invertido", causados por una emisión ultrasonora que fluye a través de la membrana que vibra de una pieza de mano de acero; la pieza de mano, orientado en correspondencia a la grasa subcutánea se coloca sobre la piel, atravesandola trabajando en correspondencia de las células y, "ellos trabajando las caderas", en pocos minutos, la emulsiona, con un método rápido, sin dolor, muy eficaz y sin efectos secundarios.

Se encontrarán reducciones significativas en algunas sesiones. Este método es ahora el único sistema existente, para este tipo de tratamientos, que se acerca al nivel de los resultados de una liposucción quirúrgica.



*Excluso accesorios y material de uso (Touch Screen)

En forma...a 360° TRATAMIENTO ROSTRO / CUERPO



*Excluso accesorios y material de uso (Touch Screen)

Keep[®] shape

VACUUM TERAPIA Y MASAJE ENDODÉRMICO


SENCILLO, SEGURO Y LIBRE DE CONTRA INDICACIONES

La vacuum terapia o masaje endodérmico es una técnica muy eficaz para el drenaje linfático de los tejidos, basado en el uso de vacío aplicado sobre el cuerpo con niveles de depresión graduales y la obtención de un efecto de succión controlado que genera un aumento del flujo de sangre en el área, estimulando la circulación y la oxigenación y la aceleración de la sustitución de sustancias y la eliminación de toxinas que garantiza:

- Acción se centra exclusivamente en el tejido conectivo de la piel y; de hecho, gracias a la evaluación apropiada del nivel de vacío adoptada es capaz de determinar la acción exacta del dispositivo;
- El máximo resultado estético posible;
- La eliminación del riesgo de sobredosis de vacío, de acuerdo a los parámetros de ahora ampliamente probados y fiables;
- La ausencia absoluta de efectos secundarios y contraindicaciones si se respeta el trabajo metódico.

BENEFICIOS

- Reducir la grasa localizada y deshacerse de la celulitis;
- Alisar la piel de naranja de la piel y las estrías;
- Estimular la circulación sanguínea y el drenaje linfático;
- Reducir muslos circoferenza, nalgas firmes y restaurar el tono a los tejidos.



SONIK

STIMOLATORE ULTRASONICO

Los números que te cambian la vida ...
y no solo

90

60

90



*Excluso accesorios y material de uso (Touch Screen)

ESTIMULADOR ULTRASONICO

Para adelgazamiento localizado y uso estético

La **ESTIMULACIÓN ULTRASONIDO A BAJA FRECUENCIA** es ahora la última frontera en el campo de la medicina estética, una innovadora solución para bajar de peso sin ninguna molestia, a disminuir la grasa y el exceso de centímetros de brazos, cintura, vientre, muslos, rodillas internas, pantorrilla y la lucha contra tantas imperfecciones, que influyen psicológicamente ante el espejo.

Un tratamiento de belleza, sin cirugía, que gracias a la tensión mecánica generada por vibraciones ultrasónicas favorece la disolución de las células de grasa, este tratamiento que reactiva la microcirculación en las horas siguientes favoreciendo la eliminación a través de vías naturales del cuerpo de toxinas.

SONIK ofrece, con la única aplicación de transductores ultrasónicos externa a la piel, hacer más fluido o liso del todo el tejido adiposo, permitiendo así la eliminación más fácil y más rápida de los panículos gracias a un simple aspirador.

El ultrasonido tiene una acción de desintegración y la atomización del líquido en pequeñas gotas y todavía crea acción disruptiva del producto fluido puesto en contacto con la fuente de ultrasonido misma, lo que permite un fraccionamiento en estructuras de bajo peso molecular, tales como para poder aprovechar al máximo las alteraciones de la superficie de la piel.

RESULTADOS

- reducción de los muslos internos
- aumento de la producción de fibroblastos, elastina y colágeno
- Cintura remodelación
- tratamiento localizado de la adiposidad
- armonización nalgas
- celulitis





*Excluso accesorios y material de uso (Touch Screen)

OXIGEN2

OXIGENOTERAPIA *SUMINISTRO DE OXÍGENO*

OXIGEN2 representa la evolución de los tratamientos estéticos con el apoyo de la tecnología más avanzada que trabaja, liberando oxígeno, para mejorar diversas imperfecciones en la cara y el cuerpo de hombres y mujeres.

El potencial del oxígeno con un alto grado de pureza aumenta la circulación de la sangre, mejorando el metabolismo celular y la aceleración de los procesos de regeneración. El oxígeno se perfunde a través de una pistola de pulverización y con la ayuda de los ingredientes activos más adecuados para el tipo de piel.

Desde las primeras arrugas de sesión se estiran más la piel se ve más radiante, tonificada y suave.

Es indicado para:

• Las líneas de expresión • Tonificación y densificación • Hidratación

Cada célula de nuestro cuerpo necesita oxígeno.

El proceso de envejecimiento de la piel depende también del nivel de oxígeno que contiene. La terapia de oxígeno se basa en la aplicación de oxígeno puro en la piel; con los años el almacenamiento de oxígeno en la dermis disminuye, gracias a esta terapia, recupera la elasticidad, retrasa el envejecimiento y estimula la regeneración del colágeno.

La asociación de la perfusión de oxígeno con activo como colágeno, elastina, ácido hialurónico, péptidos. Asigurando a la piel un aspecto tonificado y regenerado.



■ Aerografo

OXIGEN2 permite: a regenerar los tejidos, remodelar los contornos faciales, suavizar y humectar la piel, ayudan a mejorar el acné en todas sus formas, mejora el aspecto de las estrías, drena la retención de superficial de líquidos en tejidos, descongiona la piel con beneficios importantes sobre las imperfecciones de la rosácea, dando un ligero efecto lifting sobre las estrías.



LASER DIODO

DE ÚLTIMA GENERACIÓN

DEPILA

Laser Diodo

*Para todo
tipo de piel*

Depilación Segura - eficaz - sin dolor


La depilación láser de diodo es una técnica de última generación que le libera del vello no deseado, con un método seguro y sin dolor.

Depila Láser Diodo trata el vello con haces de luz a una longitud de onda predeterminada de 808 nm, por un proceso llamado fototermolisis selectiva, la energía luminosa se transforma en energía térmica que actúa al interior del bulbo capilar que se calienta sin dañar los tejidos.

Siguiendo un protocolo de tratamiento con esta técnica de depilación progresiva permanente se obtiene una reducción significativa del vello.

¿POR QUÉ ELEGIR DEPILA?

- El tratamiento rápido y sin dolor
- Se puede tratar de forma segura todo tipo de piel, incluso la piel bronceada
- El tratamiento se puede realizar durante todo el año



Onda Acústica

Tratamiento indoloro **NO** invasivo
para la **celulitis** y
grasa localizada




**SOUND
BODY**
onda acustica

Indicado para **todo el cuerpo**

Se recomienda para el tratamiento de las estrías
después del embarazo

Con **SOUND BODY** se puede ver en las primeras sesiones una
mejoría del tono del tejido y manchas.

La onda acústica estimula los tejidos en profundidad
y activa un proceso de aumento de temperatura
que induce a un mejoramiento
del metabolismo, la microcirculación y el aumento
de la producción de **elastina** y **colágeno**.



El dispositivo **Sound Body** para tratamientos con onda acústica, tecnología de vanguardia para vencer la celulitis y la grasa localizada en un tiempo corto y con excelentes resultados.

Son **ondas acústicas** especiales de alta energía, que tiene como principal objetivo la transferencia de energía a los tejidos del cuerpo para estimular los procesos regenerativos. Cuando las **ondas de choque** pasan a través de un fluido generan oscilaciones de alta frecuencia que da lugar a la formación de burbujas de gas, la **onda de choque** subsiguiente golpea las burbujas formadas,

de este modo va a determinar una implosión violenta y la formación de un chorro de líquido (jet -stream) que afectan el tejido a tratar (por ejemplo, el muslo, la cadera o abdomen), lo que reduce el volumen y la compactación. Esta estimulación del metabolismo celular se traduce en una mejora del tono del tejido, reducción de la grasa subcutánea y la retención hídrica

La característica del Sound Body es en la selectividad de tejido de las ondas acústicas inducidas.



Keep Young Qim

Equipos
2^{EN}1

RADIOFRECUENCIA CAPACITIVA COMBINADA A ELECTROPORACIÓN

Es un dispositivo para la transferencia de “calor” localizado.

El tejido subcutáneo se calienta con ondas a “Radiofrecuencia” a un sistema capacitivo. El acoplamiento se optimiza mediante un sistema de retroalimentación automática, lo que impide eventuales impulsos en el caso de separación de los electrodos.

El instrumento es particularmente adecuado para el tratamiento localizado de la celulitis y la piel, tales como arrugas, piel de naranja o post-acné que demuestran un excelente efecto anti-envejecimiento.

El efecto biológico del calor producido por la “Radiofrecuencia” en la dermis es una desnaturalización de las fibras de colágeno (de 5% a 30% de las fibras totales) con la consecuente contracción inmediata de las propias fibras. Se obtiene una estimulación de la actividad de los fibroblastos, con la síntesis de nuevo colágeno, elastina y ácido hialurónico, y con un aumento en la densidad dérmica, lo que mejora la apariencia. El resultado visual es inmediato, el aumento de la producción de colágeno reduce las arrugas del rostro, estira la piel y elimina el efecto de piel de naranja.

Durante el tratamiento se obtiene un significativo aumento en la permeabilidad de la piel que mejora y promueve de una manera consistente la penetración de los principios activos. Con la penetración del producto en la parte basal de la piel, se obtiene resultados nunca antes alcanzados sin dolor, sin agujas, sin bisturí!

En las capas profundas de la dermis y en la parte “corpúscular” de la piel, el principio activo finalmente puede actuar directa e inmediatamente en el proceso de regeneración de la piel, con lo que los resultados serán importantes y duraderos. Los tratamientos con electroporación son inmediatamente eficaces y visibles: la piel es hidratada y relajada, arrugas y surcos son menos profundo, se mejora el tono.

EL CALENTAMIENTO DE LA ZONA TRATADA GARANTIZA

- mejora de la circulación sanguínea local;
- reabsorción y el drenaje del exceso de líquido;
- reducción de los depósitos de grasa;
- reducción de la celulitis;
- rejuvenecimiento de la piel;
- mejora de la elasticidad de los tejidos.



*Excluido accesorios y material de uso (Touch Screen)

PRESOMASAJE



*Excluso accesorios y material de uso (Touch Screen)

El **PRESOMASAJE** es un tratamiento estético que mejora el funcionamiento del sistema circulatorio y del sistema linfático.

Este tratamiento consiste en ejercer una presión externa sobre el área tratada, lo que favorece la eliminación de toxinas y la eliminación de la estasis, y por lo tanto permite luchar contra la retención de agua del cuerpo.

Por lo general, el objeto del tratamiento son las extremidades, las piernas o los brazos que son, pero también el área abdominal se trata muy a menudo a petición del cliente.

Beneficios de la preselección masiva

Además de tratar las manchas, independientemente del área a tratar en la sesión única, es una alternativa válida al ejercicio diario que el cuerpo necesita para la correcta y natural circulación del líquido linfático.

El tratamiento de presomasaje es ideal para tratar con:

- Las imperfecciones causadas por la celulitis
- Retención de agua
- Sobrepeso
- tonificación de los tejidos

Los tratamientos de presomasaje son posibles para tonificar los tejidos del cuerpo tratados (especialmente las piernas, los brazos y el abdomen) para promover tanto la circulación como la eliminación del exceso de líquido presente en el cuerpo.

Pero no sólo esto, como resultado de tal tratamiento, los pacientes experimentan una sensación de bienestar general y una agradable percepción de ligereza en las extremidades tratadas.





PRESS PLUS

PRESOMASAJE DRENAJE LINFÁTICO-VENOSA

Equipo de última generación en el campo del - masaje y drenaje linfático-venoso de miembros superiores e inferiores. Ofreciendo programas estándar e individuales que le permiten realizar tratamientos específicos en función de las diferentes características morfológicas y las necesidades de cada cliente.

Sistema de regulación "Press dinámico"

La Press Plus es el único dispositivo para el drenaje linfático que aplica presión a los diferentes sectores de una manera inteligente, es decir cambiándola en cada etapa en función de lo que el programa específico requiere, mientras que el ajuste de la unidad de forma manual se puede "ajustar la presión para cada sector.

Leggings ergonómicos y rápidos de instalar en el cliente.

PRESS PLUS

Equipos para el drenaje y la presión venolinfático

PRESS PLUS DIGIT A 8 SETTORI

Terapia de presión digital con pantalla a color, polainas ergonómicas

PRESS PLUS A 7 SETTORI

Equipo para pressomassage, 20 programas



*Excluso accesorios y material de uso (Touch Screen)



MODEL YOUNG



MODEL YOUNG Electroestimulador controlado por un microprocesador que genera corriente farádica, cotz, sinusoidal, exponencial, creado por un equipo de ingenieros con experiencia en electrónica para resolver los problemas relacionados con la pérdida de tono muscular.

Equipado con los accesorios para effettuare tratamientos personalizados tonificación, gimnasia, desarrollo muscular, reafirmantes y de drenaje de todo el cuerpo. El equipo es controlado por un microprocesador con 16 programas para el rostro y el cuerpo:

- Tonificación
- Reafirmante superficial
- Reafirmante profundo
- Isomodelante
- Modelado
- Drenaje superficial
- Drenaje profundo
- Electrolipolisis
- Bioregeneración
- Miolifting
- Drenaje manual
- Regen Face
- Lifting

FACE YOUNG

Lifting rostro

láser a pedido

☑ Láser IR 902 nm



☑ Espátula US



Equipo completo que permite a los profesionales de la estética de realizar tratamientos estéticos para el rostro, escote y seno a través de ultrasonidos, electroterapia y láser. Face young permite efectuar un micro masaje, limpieza profunda, ionización de productos a través de la iontoforesis, estimulando la renovación celular y favoreciendo la relajación y la regeneración de la epidermis a través de la acción biostimulante particularmente eficaces contra las arrugas y las estrías.

- Programas a ultrasonido con espátula: clean - lead in - pulse
- Programas de electroterapia y láser anti-envejecimiento - electroforesis - IR láser - estimulación - hidra - lifting - bioestimulación
- Láser IR: impulso para las arrugas, estrías y piel átona

electrólisis INDOLORO



DEPIL PLUS

Depilador electrónico y electrocoagulador centesimal

DEPIL PLUS es un depilador eléctrico y electrocoagulador centesimal eléctrica AGUJA, PINZAS y SCAN, es un dispositivo moderno que permite la eliminación del vello con tres sistemas operativos:



FLASH PULSES: sistema de depilación con agujas ultra rápido dispensado en modo individual y con tiempos de 1 a 250 milisegundos.

PULSES: sistema de pulsos de manera repetitiva con la programación del número del 1 al 9. Muy útil para el vello grueso y resistente.

PINZA-SCAN: para el tratamiento de debilitamiento progresivo de los folículos del pelo con la pinza tradicional o con la sonda scan y geles anti-rebote específicos.



Pinza ergonomica para depilación



Porta aguja y electobisturí



Pieza de mano curva

DEPIL YOUNG

Depilador electrónico y electrocoagulador centesimal a 5 programas



DEPIL YOUNG es un dispositivo moderno que permite la eliminación del vello con seis sistemas operativos:

FLASH PULSES: sistema de depilación con agujas ultra rápido aplicado en modo único o repetitiva

ACT: Sistema de Activación de productos electroactivos sinérgicos retardadores del crecimiento.

BLEND: Sistema Americano que combina la hidrólisis y termólisis.

PINZA-SCAN: para el tratamiento de debilitamiento progresivo de los folículos pilosos.

COAGULATION: electrocoagulador a impulsos milésimales (480ms) para pequeñas cirugías de dermatología.



UNA ELECCIÓN ACERTADA

BIENVENIDOS AL MUNDO

Keep[®]
young

MG
Divisione Estetica
Chieti - ITALY

Chieti Italy
Tel./ Fax +39 0871560111
info@keepyoung.it

SERVICIO AL CLIENTE
800-268468

www.keepyoung.it